

 **Pedia Zoo**
Designed by Archi-Med
Horse







PT10 - S Archimed At Pediatrik Muayene Masası

Archimed Pediatrik Muayene Masası At figürlü olup, çocuklar için renkli ve ilgi uyandıran polikliniklere tasarlanmıştır. Üst minder döşemesi, sırt, oturak ve ayak uzatma olarak 3 kısımdan oluşmaktadır. Sırt kısmı mekanik kademe mekanizma ile kolayca ayarlanabilir. 2 adet çekmece ile konforlu bir kullanım sağlar. Tekerlekli olduğundan taşıma kolaylığı sunar. Tek bir pedal ile masayı sabit ayak üzerine almak mümkündür. Üründe kullanılan boya ve döşeme antibakteriyel özelliktedir.



PT10 -S Archimed Horse Tables d'examen pédiatrique



Tableau d'examen pédiatrique d'Archimed Cheval sont conçu pour les cliniques externes des enfants.
Le coussin supérieur est composé de 3 parties comme plancher, dossier, extension de siège et de pied.
Le dossier peut être ajusté facilement par un mécanisme mécanique.
Il fournit une utilisation confortable avec 2 tiroirs. Il est facile à transporter car il est à roues.
Avec une seule pédale, il est possible d'obtenir la table sur le pied fixe.
La peinture et le revêtement son faite avec les produits antibactériens.



Technik Özellikler spécifications techniques

Komple Uzunluk - Full Length	1800 mm
En - Width	700 mm
Yükseklik Oturak - Seat Height	910 mm
Oturak Uzunluk - Seat Length	1140 mm
Ayak Uzatma - Foot Extension	370 mm
Sünger Dansite - Foam Density	28
Sirt Açısı - Back Angle	30°
Ayak Uzatma En - Foot Extension Width	400 mm
Ürün Ağırlığı - Product Weight	100 kg
Teker Çapı - Wheel Diameter	75 mm
Maksimum Yükseklik - Max. Height	145 mm